


# LiftLoc™

## Aiguilles de Huber sécurisées



### Caractéristiques et avantages


- **Système sécurisé breveté** – diminue le risque de piqûres accidentelles
- **Pratiques et simples d'utilisation** – S'adaptent à la technique de l'utilisateur
- **Taille de l'aiguille** – disponibles en plusieurs longueurs et plusieurs gauges
- **Design Low-Profile** – pour un meilleur confort patient, facilite la mise en place des pansements
- **Site d'injection en "Y"** – pour les accès secondaires
- **Connecteurs Luer-Lock** – s'adaptent facilement aux systèmes d'accès sans aiguilles et aux accès secondaires
- **Visualisation du site d'injection** – la fenêtre sur le site d'injection permet au personnel soignant de visualiser celui-ci
- **Aiguille de Huber** – diminue les risques d'endommagement du septum
- **Tubulure** – Absence de latex et de phtalates

### Coussinets de confort

Spécialement conçus pour utilisation avec l'aiguille de Huber sécurisée LiftLoc, ils représentent une alternative à la mise en place d'une compresse.

Ils sont :

- Inclus avec chaque aiguille de Huber sécurisée LiftLoc
- Disponibles en emballage unitaire
- Remplaçables pour assurer une bonne hygiène
- Non occlusifs
- Avec des fenêtres de visualisation latérales
- Stérile



**BAIRD**  
ACCESS SYSTEMS

# Aiguilles de Huber sécurisés LiftLoc™

## Information

### Sans Site d'Injection

A angle droit, aiguille sécurisée, tubulures pré-fixées 8" en PVC microbore sans phtalates, deux adaptateurs Luer-Lock et clamps, Emballage stérile, 20 par boîte

Référence	Taille des aiguilles		Site d'injection en "Y"	Quantité
	Longueur	Gauge		Boîte
S01019-75	19mm	19g	Non	20
S01020-75	19mm	20g	Non	20
S01022-75	19mm	22g	Non	20
S01019-10	25mm	19g	Non	20
S01020-10	25mm	20g	Non	20
S01022-10	25mm	22g	Non	20
S01019-15	38mm	19g	Non	20
S01020-15	38mm	20g	Non	20
S01022-15	38mm	22g	Non	20

### Avec Site d'Injection MicroClave

A angle droit, aiguille sécurisée, tubulures pré-fixées 8" en PVC microbore sans phtalates, un adaptateur Luer-Lock et clamps  
Emballage stérile, 20 par boîte

Référence	Taille des aiguilles		Site d'injection en "Y"	Quantité
	Longueur	Gauge		Boîte
S01219-75	19mm	19g	MicroCLAVE	20
S01220-75	19mm	20g	MicroCLAVE	20
S01222-75	19mm	22g	MicroCLAVE	20
S01219-10	25mm	19g	MicroCLAVE	20
S01220-10	25mm	20g	MicroCLAVE	20
S01219-15	38mm	19g	MicroCLAVE	20
S01220-15	38mm	20g	MicroCLAVE	20

### Coussinet de Confort

Emballage stérile, 50 unités par boîte

0644444