

# 2 Aiguilles de Huber

**Bard France vous propose toute une gamme d'aiguilles de Huber afin de répondre à vos attentes particulières.**

Nos **aiguilles de Huber classiques** ont un système de raccord Luer-Lock et existent avec ou sans site d'injection.

Nos **aiguilles de Huber sécurisées** facilitent et sécurisent le retrait de l'aiguille, ce qui évite les piqûres accidentelles du personnel soignant.

- Totalemment sécurisées
- Pratiques et simples d'utilisation
- Peu encombrantes
- Réduisent le risque de piqûres accidentelles
- Disponibles avec ou sans site d'injection



LiftLoc®

**NOUVEAUX  
PRODUITS**



MiniLoc®

# 2 Aiguilles de Huber


## 2-2 Aiguilles de Huber avec tubulure - Type II

Aiguille de Huber

Stérile

À ailettes avec tubulure  
20 cm et site d'injection

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
0603270	19/1,1	13	20	19,6	5,80	HUB1001
0604270	20/0,9	13	20	19,6	5,80	HUB1001
0603310	22/0,7	13	20	19,6	5,80	HUB1001
2205219	19/1,1	19	20	19,6	5,80	HUB1001
2205220	20/0,9	19	20	19,6	5,80	HUB1001
2205222	22/0,7	19	20	19,6	5,80	HUB1001
2206219	19/1,1	25	20	19,6	5,80	HUB1001
2206220	20/0,9	25	20	19,6	5,80	HUB1001
2206222	22/0,7	25	20	19,6	5,80	HUB1001
0603280	19/1,1	38	20	19,6	5,80	HUB1001
0603300	20/0,9	38	20	19,6	5,80	HUB1001
0603320	22/0,7	38	20	19,6	5,80	HUB1001
0603290	19/1,1	50	20	19,6	5,70	HUB1001




Aiguille de Huber

Stérile

À ailettes avec tubulure  
20 cm sans site d'injection

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
0604170	19/1,1	19	20	19,6	5,80	HUB2001
0604190	20/0,9	19	20	19,6	5,80	HUB2001
0604210	22/0,7	19	20	19,6	5,80	HUB2001
0604180	19/1,1	25	20	19,6	5,80	HUB2001
0604200	20/0,9	25	20	19,6	5,80	HUB2001
0604220	22/0,7	25	20	19,6	5,80	HUB2001



# 2 Aiguilles de Huber

## 2-3 Aiguilles de Huber sécurisées Huber Plus®

### Aiguille Huber Plus®

Stérile

Aiguille de Huber sécurisée avec tubulure et site d'injection

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
011934NY	19/1,1	19	25	19,6	5,80	HUB3001
012034NY	20/0,9	19	25	19,6	5,80	HUB3001
012234NY	22/0,7	19	25	19,6	5,80	HUB3001
011901NY	19/1,1	25	25	19,6	5,80	HUB3001
012001NY	20/0,9	25	25	19,6	5,80	HUB3001
012201NY	22/0,7	25	25	19,6	5,80	HUB3001
011912NY	19/1,1	32	25	19,6	5,80	HUB3001
012012NY	20/0,9	32	25	19,6	5,80	HUB3001
012212NY	22/0,7	32	25	19,6	5,80	HUB3001
011915NY	19/1,1	38	25	19,6	5,80	HUB3001
012015NY	20/0,9	38	25	19,6	5,80	HUB3001
012215NY	22/0,7	38	25	19,6	5,80	HUB3001

### Aiguille Huber Plus®

Stérile

Aiguille de Huber sécurisée avec tubulure et sans site d'injection

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
012005	20/0,9	13	25	19,6	5,80	HUB4001
012205	22/0,7	13	25	19,6	5,80	HUB4001
011934	19/1,1	19	25	19,6	5,80	HUB4001
012034	20/0,9	19	25	19,6	5,80	HUB4001
012234	22/0,7	19	25	19,6	5,80	HUB4001
011901	19/1,1	25	25	19,6	5,80	HUB4001
012001	20/0,9	25	25	19,6	5,80	HUB4001
012201	22/0,7	25	25	19,6	5,80	HUB4001
011912	19/1,1	32	25	19,6	5,80	HUB4001
012012	20/0,9	32	25	19,6	5,80	HUB4001
012212	22/0,7	32	25	19,6	5,80	HUB4001
011915	19/1,1	38	25	19,6	5,80	HUB4001
012015	20/0,9	38	25	19,6	5,70	HUB4001
012215	22/0,7	38	25	19,6	5,80	HUB4001

Possibilité de dépicquer en pression positive à deux mains



# 2 Aiguilles de Huber

## 2-4 Aiguilles de Huber sécurisées LiftLoc®

Aiguille LiftLoc®

Stérile

Aiguille de Huber sécurisée sans site d'injection

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
s0101910	19/1,1	25	20	19,6	5,80	HUB7001
s0101915	19/1,1	38	20	19,6	5,80	HUB7001
s0101975	19/1,1	19	20	19,6	5,80	HUB7001
s0102010	20/09	25	20	19,6	5,80	HUB7001
s0102015	20/09	38	20	19,6	5,80	HUB7001
s0102075	20/09	19	20	19,6	5,80	HUB7001
s0102210	22/0,7	25	20	19,6	5,80	HUB7001
s0102215	22/0,7	38	20	19,6	5,80	HUB7001
s0102275	22/0,7	19	20	19,6	5,80	HUB7001



Aiguille LiftLoc®

Stérile

Aiguille de Huber sécurisée avec site d'injection MICROCLAVE®

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
s0121910	19/1,1	25	20	19,6	5,80	HUB7002
s0121915	19/1,1	38	20	19,6	5,80	HUB7002
s0121975	19/1,1	19	20	19,6	5,80	HUB7002
s0122010	20/09	25	20	19,6	5,80	HUB7002
s0122015	20/09	38	20	19,6	5,80	HUB7002
s0122075	20/09	19	20	19,6	5,80	HUB7002
s0122275	22/0,7	19	20	19,6	5,80	HUB7002



Site d'injection MICROCLAVE®

# 2 Aiguilles de Huber

## 2-5 Aiguilles de Huber sécurisées MiniLoc®

Aiguille MiniLoc®

Stérile

Aiguille de Huber sécurisée sans site d'injection

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
s0201910	19/1,1	25	20	19,6	5,80	HUB8001
s0201915	19/1,1	38	20	19,6	5,80	HUB8001
s0201950	19/1,1	13	20	19,6	5,80	HUB8001
s0201975	19/1,1	19	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202010	20/09	25	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202015	20/09	38	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202050	20/09	13	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202075	20/09	19	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202210	22/0,7	25	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202215	22/0,7	38	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202250	22/0,7	13	20	19,6	5,80	HUB8001
s0202275	22/0,7	19	20	19,6	5,80	HUB8001

Aiguille MiniLoc®

Stérile

Aiguille de Huber sécurisée avec site d'injection MICROCLAVE®

Référence	Diamètre aiguille G/mm	Longueur aiguille mm	Conditionnement	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
s0221910	19/1,1	25	20	19,6	5,80	HUB8002
s0221950	19/1,1	13	20	19,6	5,80	HUB8002
s0221975	19/1,1	19	20	19,6	5,80	HUB8002
s0222010	20/09	25	20	19,6	5,80	HUB8002
s0222050	20/09	13	20	19,6	5,80	HUB8002
s0222075	20/09	19	20	19,6	5,80	HUB8002
s0222210	22/0,7	25	20	19,6	5,80	HUB8002
s0222250	22/0,7	13	20	19,6	5,80	HUB8002
s0222275	22/0,7	19	20	19,6	5,8w0	HUB8002



# 2 Aiguilles de Huber

## 2-6 Aiguilles de Huber sécurisées PowerLoc® (injecton de produit de contraste)

Seule l'aiguille sécurisée PowerLoc® permet à la chambre implantable PowerPort® de supporter une injection à forte pression, telle que l'injection de produit de contraste. L'association de la chambre PowerPort® et de l'aiguille PowerLoc® constitue un système unique qui permet une injection jusqu'à 5ml/s et 300 psi.

Aiguille PowerLoc® sans site d'injection Stérile

Aiguille sécurisée associée à la chambre PowerPort®

Référence	Taille en G/mm	Longueur en mm	Cond.	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
8651934	19/1,1	19	20	19,6	7,70	HUB6001
8651910	19/1,1	25	20	19,6	7,70	HUB6001
8651915	19/1,1	38	20	19,6	7,70	HUB6001
8652034	20/0,9	19	20	19,6	7,70	HUB6001
8652010	20/0,9	25	20	19,6	7,70	HUB6001
8652015	20/0,9	38	20	19,6	7,70	HUB6001
8652234	22/0,7	19	20	19,6	7,70	HUB6001
8652210	22/0,7	25	20	19,6	7,70	HUB6001
8652215	22/0,7	38	20	19,6	7,70	HUB6001

Aiguille PowerLoc® avec site d'injection Stérile

Aiguille sécurisée associée à la chambre PowerPort®

Référence	Taille en G/mm	Longueur en mm	Cond.	T.V.A.	P.U.H.T. en €	Code famille
8671934	19/1,1	19	20	19,6	7,70	HUB5001
8671910	19/1,1	25	20	19,6	7,70	HUB5001
8671915	19/1,1	38	20	19,6	7,70	HUB5001
8672034	20/0,9	19	20	19,6	7,70	HUB5001
8672010	20/0,9	25	20	19,6	7,70	HUB5001
8672015	20/0,9	38	20	19,6	7,70	HUB5001
8672234	22/0,7	19	20	19,6	7,70	HUB5001
8672210	22/0,7	25	20	19,6	7,70	HUB5001
8672215	22/0,7	38	20	19,6	7,70	HUB5001

