

Huber Plus®


Aiguilles de Huber sécurisées

"Les ailettes qui font la différence."



- Virtuellement pas de changement technique
- Absence de phtalates (DEHP)
- Absence de Latex
- Aiguille de Huber
- Tailles courantes

Visitez notre site www.now-med.com



Adaptateur en Y sans aiguille disponible dès à présent

BAIRD

Access Systems

Secrétariat Commercial
Division Oncologie

01 39 30 59 22

Huber Plus®

Aiguilles de Huber sécurisées

“Les ailettes qui font la différence.”



1

Insertion


Saisir l'ailette à la verticale entre le pouce et le majeur, appuyer avec l'index.



2

Retrait

Saisir les bords de l'ailette avec le pouce et l'index, soulever et serrer.



3

Sécurité

Jeter dans un conteneur pour déchets contaminés

Information

Référence Produit	Description	Conditionnement
012005	20G x 13 mm	25 par boîte
012205	22G x 13 mm	25 par boîte
011934	19G x 19 mm	25 par boîte
011934 NY	19G x 19 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012034	20G x 19 mm	25 par boîte
012034 NY	20G x 19 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012234	22G x 19 mm	25 par boîte
012234 NY	22G x 19 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
011901	19G x 25 mm	25 par boîte
011901 NY	19G x 25 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012001	20G x 25 mm	25 par boîte
012001 NY	20G x 25 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012201	22G x 25 mm	25 par boîte
012201 NY	22G x 25 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
011912	19G x 32 mm	25 par boîte
011912 NY	19G x 32 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012012	20G x 32 mm	25 par boîte
012012 NY	20G x 32 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012212	22G x 32 mm	25 par boîte
012212 NY	22G x 32 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
011915	19G x 38 mm	25 par boîte
011915 NY	19G x 38 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012015	20G x 38 mm	25 par boîte
012015 NY	20G x 38 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte
012215	22G x 38 mm	25 par boîte
012215 NY	22G x 38 mm avec site d'injection en Y	25 par boîte

www.bardaccess.com

Prière de consulter la notice d'utilisation des produits pour indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi.

Bard et Huber Plus sont des marques déposées de C.R. Bard, Inc ou une de ses filiales.

Droits d'auteur © 2006 C.R. Bard, Inc. Tous droits réservés.

Secrétariat Commercial
Division Oncologie

01 39 30 59 22