


### Utilisation facile



### Pansage facile


- Ultra Low Profile
- Petite empreinte
- Tubulure à angle

### Caractéristiques

- ✦ Mécanisme de sécurité intégré
- ✦ Verrouillage facile et sans à coup
- ✦ Design ergonomique et intégral
- ✦ des ailettes: "Click" audible, sensation tactile et indication visuelle du verrouillage
- ✦ Design de l'aiguille

### Avantages

- Répond aux standards OSHA
- Diminue le risque de piqûres accidentelles
- Engagement facile et contrôle du mécanisme de sécurité
- Accès et retrait sécurisés et contrôlés
- Confirme l'activation du mécanisme de sûreté
- Facilite l'accès aux chambres doubles
- Aiguille et site facilement visibles pendant l'accès




"Click"  
audible  
indicateur du  
verrouillage

Point orange visible  
Indicateur visuel du  
verrouillage



- ✦ Aiguille de Huber sécurisée
- ✦ Aiguilles spécialement lubrifiées
- ✦ Base d'utilisation facile et aisée
- ✦ Ultra Low Profile/Petite empreinte
- ✦ Tubulure à angle au design amélioré
- ✦ Tubulure SANS PHTALATE
- ✦ Les aiguilles sécurisées MiniLoc sont sans latex

- Diminue les risques d'endommagement du septum
- Diminue de façon significative les forces de résistance à la pénétration et à l'accès
- Conçues pour un meilleur confort patient
- Pansage facile
- Permet le maintien de l'intégrité du pansement
- Evite la perte d'efficacité médicamenteuse due aux phtalates



Taille permettant la mise en place d'une  
Chambre double

# Avantages des aiguilles de Huber sécurisées MiniLoc™



## Information Produits

Référence Aiguille de Huber sécurisées MiniLoc™	Taille de l'aiguille		Qté/boîte	Site d'injection en Y
	Gauge/mm	Length mm		
s0201910	19/1,1	25	20	
s0201915	19/1,1	38	20	
s0201950	19/1,1	13	20	
s0201975	19/1,1	19	20	
s0202010	20/09	25	20	
s0202015	20/09	38	20	
s0202050	20/09	13	20	
s0202075	20/09	19	20	
s0202210	22/0,7	25	20	
s0202215	22/0,7	38	20	
s0202250	22/0,7	13	20	
s0202275	22/0,7	19	20	

Référence Aiguille de Huber sécurisées MiniLoc™	Taille de l'aiguille		Qté/boîte	Site d'injection en Y
	Gauge/mm	Length mm		
s0221910	19/1,1	25	20	
s0221950	19/1,1	13	20	
s0221975	19/1,1	19	20	
s0222010	20/09	25	20	
s0222050	20/09	13	20	
s0222075	20/09	19	20	
s0222210	22/0,7	25	20	
s0222250	22/0,7	13	20	
s0222275	22/0,7	19	20	
s0221910	19/1,1	25	20	
s0221950	19/1,1	13	20	
s0221975	19/1,1	19	20	