

HemoStar*
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

HemoStar* XK
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

With
Air Guard*
VALVED INTRODUCER



BAIRD
ACCESS SYSTEMS

Du matériel sur lequel vous pouvez compter pour...

Une excellente performance pour les dialyses long terme et une meilleure protection contre les reflux sanguins et les embolies pulmonaires



Des performances exceptionnelles

• **Catéther en Carbothane*** – allie la force nécessaire à une excellente longévité et la souplesse pour une plus grande flexibilité et un meilleur confort patient

• **Lumières plus larges et constantes jusqu'à l'extrémité** – permet des débits jusqu'à 500 ml/min *

Une insertion facile

• **Une résistance à la plicature exceptionnelle** – simplifie l'insertion en permettant une plus grande flexibilité

• **Tunnel du fil guide** – sur l'extrémité veineuse, facilite la progression pour une meilleure insertion sur guide

• **Tunnelisateur malléable, introducteur PTFE et fil-guide rigide** – facilite l'insertion du cathéter



Des performances optimisées pour les patients difficiles

Le cathéter HemoStar* XK offre les mêmes avantages que le cathéter HemoStar* avec les caractéristiques suivantes :

• **Le cathéter 16 Fr.** – permet des débits jusqu'à 500 ml/min avec des pressions inférieures à celles obtenues avec l'HemoStar* 14.5 Fr.

• **Une meilleure longévité** – la lumière interne plus large permet un débit optimum de 500 ml/min même dans le cas d'une occlusion de 15%



Une meilleure protection contre les embolies pulmonaires et les reflux sanguins

• **Fuite d'air de 0.1 5ml/seconde⁺** – l'introducteur à valve permet de réduire les risques d'embolie pulmonaire

• **Diminution des pertes de sang** – une procédure plus sûre par rapport aux introducteurs sans valve

⁺A - 12mm Hg de pression d'aspiration



Kit cathéter HemoStar* 14.5 Fr.

Référence	Description	Longueur utile au Cuff	Longueur utile à la bifurcation
Cathéters droits			
5833150	Kit Standard	15 cm	20 cm
5833690	Kit Standard	19 cm	24 cm
5833730	Kit Standard	23 cm	28 cm
5833270	Kit Standard	27 cm	32 cm
5833310	Kit Standard	31 cm	36 cm
5833350	Kit Standard	35 cm	40 cm
5834420	Kit Standard	42 cm	47 cm

Kit cathéter HemoStar* XK 16 Fr.

Référence	Description	Longueur utile au Cuff	Longueur utile à la bifurcation
Cathéters droits			
5883690	Kit Standard	19 cm	24 cm
5883730	Kit Standard	23 cm	28 cm
5883270	Kit Standard	27 cm	32 cm
5883310	Kit Standard	31 cm	36 cm
5883350	Kit Standard	35 cm	40 cm
5884420	Kit Standard	42 cm	47 cm

Merci de consulter les modes d'emploi et documents annexes pour les indications, contre-indications, dangers potentiels, avertissements, précautions d'emploi et mode d'emploi



Bard France, 164-166 avenue Joseph Kessel, Parkile P14, 78960 Voisins le Bretonneux

Tel: +33 (0) 1 39 30 58 58 Fax: +33 (0) 1 39 30 58 59

Merci de consulter les modes d'emploi et documents annexes pour les indications, contre-indications, dangers potentiels, avertissements, précautions d'emploi et modes d'emploi.

*Bard, HemoStar, SureCuff et AirGuard sont des marques de fabrique ou déposées de C. R. Bard, Inc. Ou de ses filiales.
© Copyright 2009 Bard Access Systems, Inc. Tous droits réservés.