

HemoStar*
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

HemoStar* XK
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

with
alphacurve*
PRE-CURVED CATHETER CONFIGURATION

Cathéters de dialyse pré-courbés Alphacurve*:

Et la mise en place devient simple.



Une mise en place facilitée des cathéters de dialyse


alphacurve*
PRE-CURVED CATHETER CONFIGURATION

Les nouveaux cathéters pré-courbés Alphacurve* représentent une nouvelle étape. Les cathéters en Carbothane* offrent une meilleure résistance à la plicature et une plus grande souplesse d'insertion au niveau de l'extrémité. Ces cathéters de dialyse combinent les performances des cathéters HemoStar* et HemoStar* XK avec les avantages de la nouvelle configuration Alphacurve* offrant ainsi de plus grandes possibilités d'insertion pour une mise en place facilitée.


Nouveau Une plus grande flexibilité

La courbe à 225° sur les cathéters pré-courbés Alphacurve* permet une ajustabilité supplémentaire de l'extrémité de 16 mm par rapport aux cathéters pré-courbés en U 180°.

Design du cathéter pré-courbé AlphaCurve*



Design cathéter en U



- **Design pré-courbé Alphacurve*** – rayon de courbure plus grand que celui des cathéters pré-courbés en U.
- **Ajustabilité** – offre une plus grande souplesse d'insertion au niveau de l'extrémité pour de nombreux patients y compris les patients pour lesquels la mise en place peut s'avérer potentiellement difficile.
- **Fiabilité** – assure les mêmes performances que les cathéters de dialyse HemoStar* et HemoStar* XK en gardant la même technique de mise en place.

Information produit - cathéters pré-courbés Alphacurve*

Cathéter HemoStar* 14.5 Fr. - Standard

5835150	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 19 cm
5835190	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 24 cm
5835230	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 28 cm
5835270	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 31 cm

Cathéter HemoStar* XK 16 Fr. - Standard

5885150	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 19 cm
5885190	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 24 cm
5885230	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 28 cm
5885270	Cathéter Pré-courbé Alphacurve* 31 cm

** Data on file.

[†] Not shown in actual size.

Learn More-

For more information on the Alphacurve* Pre-Curved Catheter, please contact your Bard Access Systems representative. Or visit us on the web at www.bardaccess.com.

BARD

Bard France SAS, 164-166 avenue Joseph Kessel, Parkile P14, 78960 Voisins le Bretonneux

Tel: +33 (0) 1 39 30 58 58 Fax: +33 (0) 139 30 58 59

Merci de consulter les modes d'emploi et documents annexes pour les indications, contre-indications, dangers potentiels, avertissements, précautions d'emploi et mode d'emploi

*Bard, HemoStar et Alphacurve sont des marques de fabrique ou depotes de C.R.Bard, Inc. ou de ses filiales. Carbothane est une marque de fabrique et/ou une marque depose de Thermedics, Inc. © Copyright 2007 C. R. Bard, Inc. Tous droits réservés.

MC-0092-00 0701R