

HemoSplit*
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

HemoSplit*^{XX}
LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER

With **Air Guard***
VALVED INTRODUCER



BAIRD
ACCESS SYSTEMS

Du matériel sur lequel vous pouvez compter pour ...

Une performance exceptionnelle pour les dialyses long terme et une meilleure protection contre les reflux sanguins et les embolies pulmonaires



Des performances exceptionnelles

- Cathéter en Carbothane* – allie la force nécessaire à une excellente longévité et la souplesse pour une plus grande flexibilité et un meilleur confort patient
- Lu mières plus larges et constantes jusqu'à l'extrémité – permet des débits jusqu'à 500 ml/min

Une insertion facile

- Une résistance à la plicature exceptionnelle – simplifie l'insertion en permettant une plus grande flexibilité
- Tunnel du fil guide – sur l'extrémité veineuse, facilite la progression pour une meilleure insertion sur guide
- Tunnelisateur malléable, introducteur PTFE et fil-guide rigide – facilite l'insertion du cathéter



Des performances optimisées pour les patients difficiles

Le cathéter HemoSplit* XK offre les mêmes avantages que le cathéter HemoSplit* avec les caractéristiques suivantes :


- Cathéter 16 Fr. – permet des débits jusqu'à 500 ml/min avec des pressions inférieures à celles de l'Hemosplit* 14.5 Fr.
- Une meilleure longévité – la lumière interne plus large permet un débit optimum de 500 ml/min même dans le cas d'une occlusion de 15%



Une meilleure protection contre les embolies pulmonaires et les reflux sanguins

- Fuite d'air de 0.15 ml/seconde⁺ – l'introducteur à valve permet de réduire les risques d'embolie pulmonaire
- Diminution des reflux sanguins – une procédure plus sûre par rapport aux introducteurs sans valve

*A - 12mm Hg de pression d'aspiration



Kit cathéter HemoSplit* 14.5 Fr.			
Référence	Description	Longueur utile au Cuff	Longueur utile à la Bifurcation
Cathéters droits			
5733150	Kit Standard	15 cm	20 cm
5733690	Kit Standard	19 cm	24 cm
5733730	Kit Standard	23 cm	28 cm
5733270	Kit Standard	27 cm	32 cm
5733310	Kit Standard	31 cm	36 cm
5733350	Kit Standard	35 cm	40 cm
5734420	Kit Standard	42 cm	47 cm
Cathéters pré-courbés Alphacurve*			
5735150	Kit Standard	19 cm	24 cm
5735190	Kit Standard	23 cm	28 cm
5735230	Kit Standard	28 cm	33 cm
5735270	Kit Standard	31 cm	36 cm

Kit cathéter HemoSplit* XK 16 Fr.			
Référence description	Description	Longueur utile au Cuff	Longueur utile à la Bifurcation
Straight Catheters			
5683690	Kit Standard	19 cm	24 cm
5683730	Kit Standard	23 cm	28 cm
5683270	Kit Standard	27 cm	32 cm
5683310	Kit Standard	31 cm	36 cm
5683350	Kit Standard	35 cm	40 cm
5684420	Kit Standard	42 cm	47 cm
Alphacurve* Catheters			
5685150	Kit Standard	19 cm	25 cm
5685190	Kit Standard	24 cm	29 cm
5685230	Kit Standard	27 cm	32 cm

Merci de consulter les modes d'emploi et documents annexes pour les indications, contre-indications, dangers potentiels, avertissements, précautions, et mode d'emploi.



Bard France, 164-166 avenue Joseph Kessel, Parkile P14, 78960 Voisins le Bretonneux

Tel: +33 (0) 1 39 30 58 58 Fax: +33 (0) 1 39 30 58 59

Merci de consulter les modes d'emploi et documents annexes pour les indications, contre-indications, dangers potentiels, avertissements, précautions, et mode d'emploi.

*Bard, HemoSplit, SureCuff, and AirGuard are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc. or an affiliate. All other trademarks are the property of their respective owners.

© Copyright 2009 C. R. Bard, Inc. All rights reserved.